

## VERPAKKINGSPROCEDURE NAVELSTRENGBLOED

De afnameset bevat de volgende items die u helpen de set goed te verpakken:

1. Plastic zakje met absorberend papier en afsluitbare strip;
2. Vervoersdocumenten voor de koerier, de “vrachtbrief”;
3. Enveloppe met alle documenten en de barcodestickers;
4. Aluminiumfolie enveloppe;
5. Temperatuur regulatieset (“gel-pack”, hoeft niet in de koelkast of vriezer);
6. Witte plastic hoes van de koerier (UN3373);
7. Steriele vloeistof en steriele gazen met pincet;
8. “Security seal”;
9. Plastic doosje met 2 bloedbuisjes voor bloed van de moeder.

### Hoe verpakt u de afnameset voor vervoer naar het laboratorium:

1. Plak één van de **barcodestickers** op de afnameset met het navelstrengbloed en vul de stickers in die bij de **bloedbuisjes** van de moeder zitten. Indien u een **sticker** heeft van het ziekenhuis met **uw gegevens**, voeg deze dan eveneens toe;
2. Doe de **bloedzak** in het **plastic zakje** met het **absorberende papier** erin. Plak deze vervolgens dicht. Doe de **2 bloedbuisjes van de moeder** terug in het doosje;
3. Vouw de **temperatuur regulatieset (gel-pack)** om de bloedzak heen;
4. Plaats het geheel vervolgens in de **aluminiumfolie enveloppe** en sluit deze af;
5. Plaats deze gehele set terug in de **kartonnen koffer**;
6. Doe het **plastic doosje** met de **bloedbuisjes van de moeder** eveneens in de koffer;
7. Vul het **identificatieformulier** volledig in, inclusief de **gegevens van de baby**;
8. Voeg dit formulier, samen met een kopie van de laatste bloedtesten van de moeder (zie **FRM 2 Medische Informatie Formulier – bloeduitslagen moeder voor de bevalling**), het ingevulde formulier **doorlopende machtiging** voor de automatische incasso en de ondertekende **overeenkomst**, in de bijgevoegde enveloppe;
9. De enveloppe met alle gegevens legt u ook in de **kartonnen koffer**;
10. Sluit de koffer af met de bijgeleverde “**security seal**”;
11. Doe de gehele set in de witte plastic hoes van de koerier;
12. Vul de “**vrachtbrief**” in met uw naam, ophaaladres en onderteken het formulier. Leg vervolgens het pakket klaar voor de koerier met de vrachtbrief er los bovenop;
13. **Bel Stamcelbank Nederland** op via **0900 – 7 627 823** (08.00 - 20.00 uur).

### **Belangrijk:**

**Indien u voor 15.00 uur belt, haalt de koerier het nog dezelfde dag op !**

### Checklist wat u naar het laboratorium moet sturen:

- **Koffer met het navelstrengbloed (inclusief barcodesticker);**
- **Plastic doosje met bloedbuisjes van de moeder;**
- **Identificatie formulier;**
- **Medische Informatie Formulier – bloeduitslagen van de moeder;**
- **Automatische incassoformulier;**
- **Ondertekende kopie Overeenkomst opslag navelstrengbloed;**
- **Volledig ingevulde “vrachtbrief”.**